

# Lizid

## Desinfektionsreiniger

- stark bleichend -

Beseitigt Pilzansätze, Schimmel, Stockflecken und Bakterien.

### EINSATZBEREICH

Für Haus, Sauna, Schwimmbad, Bad und WC, Wände, Decken, verfarbte Fliesen- und Silikonfugen, Duschkabinen und Vorhänge und vieles mehr.

### EIGENSCHAFTEN

**Lizid Desinfektionsreiniger** wirkt bleichend und desinfizierend. Mühelos, mit Sofortwirkung!

### ANWENDUNG / DOSIERUNG

#### Flächen und Fliesenfugen :

Die Fläche vor der Behandlung reinigen, abspülen und trocknen lassen.

**Lizid Desinfektionsreiniger** konzentriert mit einem Pinsel auftragen und mind. 45 Minuten einwirken lassen.

(bei starken Verunreinigungen über Nacht)

Anschließend mit Wasser abspülen.

Pinsel nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Duschvorhänge :

Schimmelfeindner 1:10 mit Wasser verdünnen und Duschvorhang eintauchen.

1-2 Stunden wirken lassen und anschließend gut auswaschen.

Nicht mit Säuren oder anderen sauren Reinigungsmitteln (z.B. WC-Reiniger) mischen. Während der Arbeit für gute Belüftung sorgen. Flasche keinem Druck aussetzen, stets aufrecht lagern. **Lizid** wirkt stark bleichend, empfindliche Materialien an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

### KENNZEICHNUNG

**Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!**

#### Inhaltsstoffe:

100g enthalten 4,9g Natriumhypochlorid, >5% Alkalien.

#### Gefahrenhinweise:

**H315**-Verursacht Hautreizungen.

**H318**-Verursacht schwere Augenschäden.

**H410**-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise:

**P101**-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**P102**-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P273**-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**P280**-Schutzhandschuhe und Augen- / Gesichtsschutz tragen.

**P305+P351+P338**-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.


Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. **P310**-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /

Arzt anrufen. **P501**-Inhalt / Behälter in gesicherter Weise der

Entsorgung zuführen. **EUH206**-Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

### LIEFERFORM:

Verpackungen	Mengeneinheiten/Dosiervorschlag	Art.-Nr.	Zubehör / Optional
	500ml Flasche	<b>05951040</b>	-
	Karton a 15 Flaschen	<b>05951042</b>	-
	Palette a 48 Kartons	<b>05951043</b>	-

Verpackungen	Mengeneinheiten/Dosiervorschlag	Art.-Nr.	Zubehör / Optional
	10 Liter Kanister	<b>05951065</b>	
	Auslaufhahn	<b>80081010</b>	

DS-1707-1/PI 05951000 Lizid Desinfektionsreiniger / 05.2024